


AFB (Amerikanische Faulbrut)

Schnelle und zuverlässige
Frühdiagnose

Schnelle Vor-Ort Diagnose


- Prinzip:
 - befallene Bienen und Larven entwickeln Antikörper
 - Test reagiert spezifisch auf die Antikörper gegen den Krankheitserreger (*Paenibacillus larvae larvae*)
 - arbeitet ähnlich wie Schwangerschaftstest
 - Probenmaterial: 1 Larve

Durchführung des Tests



Ergebnis bereits innerhalb von 3 Minuten

- Nach spätestens 3 Minuten ist bei positivem Ergebnis ein 2. Strich (T) neben dem Kontrollstrich (C) im Fenster erkennbar



- Auch EFB (Europäische Faulbrut) kann nun mit entsprechenden Test nachgewiesen werden.
- Verfahren wie bei AFB - Ergebnis erscheint ebenfalls nach 3 Minuten

Weitere Informationen:

S+B medVET GmbH

Im Schloss – 64832 Babenhausen

Tel.: 06073 – 725 835 – www.submedvet.de